

5×RNA 上样缓冲液（5×RNA loading buffer）

产品编号	产品名称	规格
BL544A	5×RNA loading buffer	1 ml

产品简介：

本制品是RNA琼脂糖凝胶电泳专用的Loading Buffer。使用时注意避免RNase的污染。

5×RNA loading buffer的组成：

EDTA	5 mM
Glycerol	50 %
Bromophenol Blue	0.125%
Xylene Cyanol FF	0.0125%

应用： RNA的琼脂糖凝胶电泳

使用说明：

向RNA样品中加入1/4量的本制品，如4 μ l RNA样品中加入1 μ l本制品，混匀后上样电泳。

保存条件：

-20℃ 保存，运输： RT。

自收到之日起，适当条件下保存，两年内有效。