

5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液

产品编号	产品名称	规格
BL603B	5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液	500ml

产品简介:

5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液是用于蛋白变性聚丙烯酰胺凝胶电泳实验（SDS-PAGE）中的缓冲试剂。本产品按常规方法配制而成，为 5×浓缩液，便于储存、操作简便。

组份浓度: 125mM Tris, 1.25 M Glycine, 0.5% (W/V) SDS

使用说明:

本产品为 5×浓缩液，临用前稀释成 1×工作浓度：取 100ml 的 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液，加入蒸馏水或去离子水定容至 500 ml 混匀。

注意事项:

- 1、本产品为高倍浓缩液，环境温度较低时可能会有结晶析出，可加热助溶，待溶解完全后再行稀释使用；密封保存，防止污染。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴手套操作。

保存条件:

室温保存，一年有效。